

AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO

Gabinete

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

Acessórios Inclusos

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

Opcionais

- Gabinete externo em inox AISI 430.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle de Velocidade	Sistema Eletrônico Modular
Chave Liga/Desliga	Acendimento Luminoso
Capacidade De Agitação	10l De Água Ou Líquido De Densidade Semelhante
Plataforma De Agitação	Alumínio Escovado – Ø 15 Cm
Rotação Do Eixo Livre	0 A 3.000 Rpm
Cabo De Alimentação	3 Pinos, Duas Fases E Um Terra - NBR14136
Tensão	Bivolt Automático
Motor	DC - Imã Permanente

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Superfície	Medidas	RPM
SSAG	Ø 15 Cm	9x19x19cm	3000