

INCUBADORA PLASMA GEL COM RESFRIAMENTO

GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Chave geral ON/OFF;
- Porta fusível.

CONTROLE

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo do painel em policarbonato;
- Controlador eletrônico.



REGISTRO ANVISA: 82095029004



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fusível de proteção.

OPCIONAIS

- Gabinete externo em aço inox;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura De Trabalho	40°C Até 100°C
Controle De Temperatura	Digital Microprocessado
Display	Led 3 Dígitos
Resolução	1°C
Indicação de Processo	Led
Sensor de Temperatura	Tipo J
Cabo de Alimentação	Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra, NBR 14136
Precisão do Sistema	+/- 2°C
Timer	Programável de 1 a 999 minutos de 1 em 1 minuto para o processo de resfriamento
Circulação de Ar	Microventilador temporizado
Alimentação	Bivolt - com chave de seleção

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Capacidade	Medidas Externas AxLxC	Peso	Potência
<u>SSIGPr</u>	(4x1ml - 4x3ml - 4x5ml)	12x12x25 cm	<u>2kg</u>	<u>250 watts</u>
<u>SSIGPr</u>	(5x10ml - 4x20ml)	12x12x25 cm	<u>2kg</u>	<u>250 watts</u>
<u>SSIGPr</u>	(12x10ml)	12x12x25 cm	<u>2kg</u>	<u>250 watts</u>
<u>SSIGPr</u>	(8x20ml)	12x12x25 cm	<u>2kg</u>	<u>250 watts</u>



SolidSteel

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.