

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO

Gabinete

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

Acessórios Inclusos

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

Opcional

- Gabinete externo em inox AISI 430.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle De Velocidade	Sistema Eletrônico Modular
Controle De Aquecimento	Eletrônico De 50 Em 50 Graus
Painel	Polycarbonato Texturizado A Prova D'água
Chave Liga/Desliga	Acendimento Luminoso
Capacidade De Agitação	10l De Água Ou Líquido De Densidade Semelhante
Plataforma De Agitação	Alumínio Escovado – 17x17cm
Rotação Do Eixo Livre	0 A 3.000 Rpm
Temperatura De Regulagem	50°C A 300°C
Isolação Térmica	Lã de cerâmica branca
Potência	350 Watts
Cabo De Alimentação	3 Pinos, Duas Fases E Um Terra - NBR14136
Tensão	110v Ou 220v – Definir
Motor	Dc – Imã Permanente

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Superfície	Medidas	RPM	Potência
SSAGa	17x17 cm	13x19x19 cm	0 a 3000	350 watts