

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL

Gabinete

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Adesivo em policarbonato.

Acessórios Inclusos

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

Opcional

- Certificado de calibração rastreável do equipamento;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador;
- Sonda externa de temperatura com sensor PT100 e haste metálica;
- Gabinete externo em inox AISI 430.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle De Velocidade	Sistema Eletrônico Digital
Controle De Aquecimento	Digital com sistema PID
Painel	Policarbonato Texturizado A Prova D'água
Botão Liga/Desliga	Chave
Capacidade De Agitação	10l De Água ou Líquido De Densidade Semelhante
Plataforma de Agitação	Alumínio escovado - 17x17 cm
Eixo Livre	0 A 3.000 Rpm
Temperatura De Regulagem	Ambiente +5°C A 300°C
Potência	350 Watts
Isolação Térmica	Lã de cerâmica branca
Sensor de Temperatura	Tipo J
Cabo de Alimentação	3 Pinos, duas fases e um terra - NBR14136
Tensão	110v Ou 220v - Definir
Motor	Dc - Imã Permanente

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Superfície	Medidas	RPM	Potência
SSAGDa	17x17 cm	13x19x19 cm	0 a 3000	350 watts