



SolidSteel

ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO, RENOVAÇÃO E CÂMARA DUPLA

Interior em Aço Inox

PAINEL DE CONTROLE

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo do painel em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico digital.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bandejas em inox conforme tabela;
- Fusível de Segurança.



GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (40L até 336L);
- 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso;
- Câmara interna construída em Aço Inox AISI 430;
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Rodízios giratórios nas estufas de Piso (A partir de 480L);
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

OPCIONAIS



- Externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Controlador de rampas e patamares com opções de saídas para registro;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da câmara;
- Termostato eletromecânico contra superaquecimento;

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura De Trabalho	Ambiente +5°C Até 200°C
Controle De Temperatura	Digital Com Pid Autotuning
Resolução	0,1°C Para Indicação Da Temperatura De Processo
Indicação De Processo	Led
Timer	Programável De 1 A 9999 Minutos De 1 Em 1 Minuto
Sensor De Temperatura	Pt 100
Cabo De Alimentação	Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra, NBR 14136 Modelos de piso (480L a 1600L), Não Acompanham Plug.
Homogeneidade Térmica	+/- 4°C *Renovação Fechada Os Dados De Homogeneidade Podem Ser Considerados Os Mesmos Do Modelo Com Apenas A Circulação.
Precisão Do Sistema	+/- 1°C
Isolamento Térmico	Lã de vidro, inclusive nas portas
Circulação De Ar	Forçada No Sentido Horizontal Por Prateleiras
Renovação De Ar	Dispositivos Na Parte Superior E Lateral Reguláveis Para Renovação De Ar
Sistema De Aquecimento	Resistência Blindada
Alimentação	110v Ou 220v - Definir

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Capacidade	Medidas Internas AxLxC	Medidas Externas AxLxC	Potência	Bandejas
SSDicrd 40L	40 litros	34x34x36 cm	60x45x52 cm	550 watts	3
SSDicrd 64L	64 litros	40x40x40 cm	66x51x56 cm	1100 watts	3
SSDicrd 85L	85 litros	45x45x42 cm	71x56x57 cm	1100 watts	3
SSDicrd 110L	110 litros	53x48x42 cm	80x60x51 cm	1100 watts	3
SSDicrd 150L	150 litros	60x50x50 cm	90x61x58 cm	1100 watts	3
SSDicrd 180L	180 litros	50x60x60 cm	80x71x78 cm	2000 watts	3
SSDicrd 280L	280 litros	80x50x70 cm	113x63x88 cm	2000 watts	2
SSDicrd 336L	336 litros	80x60x70 cm	113x71x88 cm	3000 watts	2
SSDicrd 480L	480 litros	100x80x60 cm	160x116x69 cm	5000 watts	3
SSDicrd 630L	630 litros	90x100x70 cm	160x158x95 cm	5000 watts	3
SSDicrd 1152L	1152 litros	120x120x80 cm	190x160x95 cm	8000 watts	8
SSDicrd 1600L	1600 litros	160x100x100 cm	210x137x109 cm	9000 watts	16



SolidSteel

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.